




PRESSALIT®

Produkt	Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer
Varenummer	R8420000
	VVS: 777544840 NRF: 7501957 EAN: 5708590293295 NBS: N13:40,375
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer, 1400 mm. Materialer: PVC-belagt lærred (ftalatfrit). Bruseforhæng til SCT 1000 bruselejer, 1400 mm. Materialer: PVC-belagt lærred (ftalatfrit).
Ergonomi	Bruseforhæng beskytter hjælperen mod vandsprøjt.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Pressalit Care anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra vægskinner og andre aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre i 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

pressalit.com