



PRESSALIT®

Produkt	Puslemadras 1350 mm
Varenummer	RB1905000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	Puslemadras, ftalatfri, 760 mm x 1350 mm x 30 mm, til 1800 mm puslebord med sanitet. Puslemadras, ftalatfri, 760 mm x 1350 mm x 30 mm, til 1800 mm puslebord med sanitet.
Rengøring	RB1901-RB1905 Puslemadras, betræk – hvid. 1460 PU kvalitet (polyurethan), ftalatfri. Pressalit anbefaler daglig rengøring med sæbevand og efterfølgende aftørring, og ugentlig vask ved 60°, uden skyllemiddel, med retsiden ud. Kan tørretumbles. Desinfektion kan foretages med desinfektionsservietter. Brug ikke desinfektionsmidler beregnet til hårde overflader. Puslemadrasser, betræk – rød eller blå. NX200; en vinyl-kvalitet der er Øko-Tex 100 godkendt, hvilket betyder at den er ftalatfri og fri for tungmetaller. Pressalit anbefaler daglig rengøring med sæbevand og efterfølgende aftørring, og ugentlig vask ved 40°, uden skyllemiddel, med retsiden ud. Må ikke tørretumbles. Må ikke desinficeres. Fyld (polstring). Skummet indeholder kun blødgørere af typen DINP, der er EU-godkendt til brug i artikler til børn. Skummet må ikke vaskes. Anvend ikke madrassen uden betræk af hygiejniske hensyn.



PRESSALIT®

Produkt	Puslemadras 1350 mm
Varenummer	RB1905000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®