



PRESSALIT®

Pressalit 724 Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål

Varenummer

724000-DE5999
NRF:6190097
EAN:5708590337913

Pressalit 724 er specielt udviklet til Ifö Sign & Porsgrund Seven D. Toiletsædet er særlig velegnet til projektmarkedet.




Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 724", art. nr. 724 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DE5 fast beslag i rustfrit stål

- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- passer på Ifö Sign og Porsgrund Seven D
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2011

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.



PRESSALIT®

Pressalit 724
Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål

Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,085 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	2,515 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	12,575 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
