




PRESSALIT®

Pressalit Choice Håndklædestang 60 x 8,5 cm, enkelt, poleret stål

Varenummer

Q10500
VVS: 775711140
NRF: 6190938
RSK: 8754884
EAN: 5708590336923

Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse.



Materialer

Rustfrit stål AISI 304, monteringsindsats i messing.

Produktkapacitet

Vægt

0,49 kg

Vægt emballeret

0,49 kg

Vægt pr. kolli

2,45 kg

Antal pr. kolli

5

Antal pr. palle

0

Rengøring

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



PRESSALIT®

Pressalit Choice Håndklædestang 60 x 8,5 cm, enkelt, poleret stål

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®