




PRESSALIT®

Pressalit Choice Toiletbørste til vægmontage, m/glas skål, børstet stål

Varenummer

Q30800
VVS: 778497100
NRF: 6190958
RSK: 8714261
EAN: 5708590337043

Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse.
Elegant toiletbørste til ophæng på væggen. Giver ekstra plads på gulvet.



Materialer

Rustfrit stål AISI 304, børsteholder i glas, monteringsindsats i messing.

Produktkapacitet

Vægt

0,782 kg

Vægt emballeret

0,782 kg

Vægt pr. kolli

1,564 kg

Antal pr. kolli

2

Antal pr. palle

0

Rengøring

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



PRESSALIT®

**Pressalit Choice Toiletbørste til vægmontage, m/glas skål, børstet
stål**

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®