



PRESSALIT®

Pressalit Choice Løs børstehoved til Qx0800, hvid

Varenummer

Q00899
VVS: 778497800
NRF: 6190925
RSK: 8714257
EAN: 5708590343600

**Materialer**

Plast/ABS

Produktkapacitet**Vægt**

0,85 kg

Vægt emballeret

0,85 kg

Vægt pr. kolli

0,85 kg

Antal pr. kolli

1

Antal pr. palle

0

Rengøring

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



PRESSALIT®

Pressalit Choice Løs børstehoved til Qx0800, hvid

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®