




PRESSALIT®

Pressalit Choice Sæbedispenser, 330 ml, væghængt, poleret stål

Varenummer

Q10700
VVS: 774681140
NRF: 6190941
RSK: 8507853
EAN: 5708590356211

Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse.
Elegant sæbedispenser til ophæng på væggen. Giver ekstra plads på håndvasken.



Materialer

Rustfrit stål AISI 304, indsats i PE

Produktkapacitet

Vægt

0,4375 kg

Vægt emballeret

0,4375 kg

Vægt pr. kolli

1,75 kg

Antal pr. kolli

4

Antal pr. palle

0

Rengøring

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



PRESSALIT®

Pressalit Choice Sæbedispenser, 330 ml, væghængt, poleret stål

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®