




PRESSALIT®

Pressalit Choice Sæbedispenser, 330 ml, væghængt, børstet stål

Varenummer

Q30700
VVS: 774681100
NRF: 6190957
RSK: 8507854
EAN: 5708590356228

Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse.
Elegant sæbedispenser til ophæng på væggen. Giver ekstra plads på håndvasken.



Materialer

Rustfrit stål AISI 304, indsats i PE

Produktkapacitet

Vægt

0,88 kg

Vægt emballeret

0,88 kg

Vægt pr. kolli

3,52 kg

Antal pr. kolli

4

Antal pr. palle

0

Rengøring

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



PRESSALIT®

Pressalit Choice Sæbedispenser, 330 ml, væghængt, børstet stål

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®